



БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н. И. ПИРОГОВА

10.10.13 № 06-304362

На № _____ от _____

Уважаемые производители медицинского оборудования!

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. № 881 «О порядке формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования» прошу Вас в установленном законом порядке в пятнадцатидневный срок со дня направления настоящего запроса о цене представить предложения о ценах на отдельные виды медицинского оборудования – аргоно-плазменный коагулятор с инструментами и принадлежностями (далее – медицинское оборудование).

Описание требуемого к поставке медицинского оборудования приводится в Техническом задании (Приложение №1). Медицинское оборудование должно быть новым, не бывшем ранее в употреблении, не ранее 2013 года выпуска.

Медицинское оборудование должно быть разрешено для использования в Российской Федерации и иметь все необходимые установленные законом документы.

Предложение о цене должно быть сформулировано с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других

обязательных платежей; включать в себя расходы на монтаж медицинского оборудования и пусконаладочные работы; включать в себя обучение не менее трех лиц, осуществляющих использование и обслуживание медицинского оборудования. Расходы на эксплуатацию медицинского оборудования заказчик осуществляет за счет собственных средств.

Предложение о цене должно быть указано в рублях Российской Федерации (в случае пересчетов с иностранной валюты, должен быть применен курс установленного Центральным банком Российской Федерации на день направления предложения о цене).

Отгрузка медицинского оборудования должна производиться силами Поставщика по адресу: РФ, г. Самара, ул. Полевая, д.80.

Срок поставки – в течение 30 календарных дней со дня заключения договора.

Поставщик вместе с товаром должен предоставить гарантию, срок действия которой должен быть не менее чем срок действия гарантии Производителя, и должен составлять на аппарат не менее 12 месяцев и на инструменты не менее 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В течение гарантийного срока должно обеспечиваться техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования.

Оплата за поставленный товар будет производиться на основании счета-фактуры по факту поставки товара в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания накладной, акта приема-передачи товара и акта ввода товара в эксплуатацию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.


Прошу Вас предоставить информацию о лицах, являющихся Вашими уполномоченными представителями, с целью последующего направления указанным лицам запроса о цене.

Обращаю Ваше внимание на то, что для формирования начальной (максимальной) цены договора (цены лота) будут учтены предложения

производителей и (или) уполномоченных представителей о ценах на медицинское оборудование, поступившие в пятнадцатидневный срок со дня направления настоящего запроса о цене.

Приложение №1.

Финансовый директор



А. В. Кайденко

Распопов
89879024716

Техническое задание на поставку аргоно-плазменного коагулятора с инструментами и принадлежностями для нужд ГБУЗ СГКБ №1 им. Н. И. Пирогова

№ п/п	Характеристика параметра	Значение
1	Общие сведения	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
	Оборудование выпущено не ранее 2013 года	Наличие
	Авторизованный сервисный центр на территории РФ	Наличие
	Гарантия обслуживания в течение 12 месяцев, инструменты 6 месяцев	Наличие
	Подготовка двух специалистов по работе с оборудованием	Возможность
1.1	Управление	
	Интерактивное управление в форме открытого текстового диалога	Наличие
	Применение принципа «подключай и работай» для подключения инструментов и принадлежностей	Наличие
	Визуальное отображение ожидаемого воздействия на ткань	Наличие
	Визуальное представление необходимой информации только для активного гнезда	Наличие
	Цветовая индикация только активного ВЧ-гнезда	Наличие
	Дистанционное переключение режимов резание-коагуляция)	
	- активирование с рукоятки держателя	Наличие
	- активирование с педали	Наличие
	Дистанционное переключение функциональных программ аппарата :	
	- активирование с рукоятки держателя	Наличие
	- активирование с педали	Наличие
	Функция "Автостарт" (контроль продолжительности активирования, с индивидуальной адаптацией максимальной продолжительности включения)	Наличие
	Контроль продолжительности активации режима	Наличие
	Возможность создания и сохранения в памяти аппарата индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции (до 198 программ (99*2)	Наличие
	Подключение 2 -х ножных переключателей	Наличие
1.2	Описание	
	Количество гнезд (установочных мест) в ВЧ приборе	
	4 установочных места:	

	1. <u>Биполярное гнездо BI 8/4</u>	Наличие
	2. <u>Монополярное гнездо MO 3 pin - 9/5</u>	Наличие
	3. <u>Монополярное гнездо MO 3 pin - 9/5</u>	Наличие
	4. <u>Гнездо нейтрального электрода NE 6</u>	Наличие
	Система автоматического регулирования пиковой мощности	Наличие
	Автоматическое регулирование напряжения	Наличие
	Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления)	Наличие
	Автоматическое регулирование плазмы (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от расстояния аппликатора до ткани)	Наличие
	Автоматическое дозирование мощности	Наличие
	Постоянный мониторинг применяемого напряжения	Наличие
	Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров (отклонение действительных значений от заданных)	Наличие
	Реализация принципа модульного построения - Варьируемое расширение и реконфигурация системы	Наличие
	Замкнутая внутренняя система охлаждения аппарата, с помощью внешнего радиатора	Наличие
	Отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата	Наличие
	Возможность объединения отдельных модулей в единую рабочую станцию	Наличие
1.3	Нейтральный электрод	
	Система безопасности нейтральных электродов	Наличие
	Система контроля предотвращения ожогов	Наличие
	Контроль безопасности наложения нейтрального электрода (цветовой индикатор)	Наличие
	Числовое показание сопротивления перехода (кожа-электрод)	Наличие
	Контроль направления аппликации контактной поверхности в отношении к направлению тока (цветовой индикатор)	Наличие
2	Технические характеристики	
	Габариты аппарата 410*165*380 мм	Наличие
	Вес аппарата 9,5 кг	Наличие
	Цветной TFT монитор, 130 x 96 мм	Наличие
	Максимальная мощность резания 200 Ватт при сопротивлении в 500 Ом	Наличие
	Максимальная мощность коагулирования 120 Ватт	Наличие
	Частота, 350 kHz	Наличие
2.1	Монополярные режимы	
	Режим "Мягкая коагуляция", максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp (8 настроек режима)	Наличие

	Режим "Быстрая коагуляция" - , максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Форсированная коагуляция" - , максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (4 настройки режима)	Наличие
	Режим "Точечная коагуляция" - , максимальное пиковое напряжение не более 110 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Универсальный режим резания" - , максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Сухое резание" - , максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (8 настроек режима), опция	Наличие
	Режим "Точечное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 390 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Фракционная коагуляция" - , максимальное пиковое напряжение не более 770 Vp, (4 настройки режима), опция	Наличие
	Режим "Фракционное резание" - , максимальное пиковое напряжение не более 550 Vp, (4 настройки режима), опция	Наличие
2.2	Биполярные режимы	
	Режим "Биполярное резание с регулированием напряжения" - максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Биполярная мягкая коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Биполярная форсированная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 560 Vp, (2 настройки режима)	Наличие
	Режим "Биполярная точечная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 110 Vp, (8 настроек режима), опция	Наличие
	Режим "Биполярное точечное резание" - максимальное пиковое напряжение не более 390 Vp, (8 настроек режима), опция	Наличие
2.3	Режимы модуля аргоноплазменной коагуляции (опция)	
	Режим "Аргоноплазменное автоматическое резание" - максимальное пиковое напряжение не более 740 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Аргоноплазменное сухое резание" - максимальное пиковое напряжение не более 1450 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Аргоноплазменный пульсовый режим" - максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (2 настройки режима)	Наличие

	Режим "Аргонноплазменный точечный режим" - максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Аргонноплазменный форсированный режим" - максимальное пиковое напряжение не более 4300 Vp	Наличие
	Режим "Аргонноплазменная мягкая коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 190 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Аргонноплазменная быстрая коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 2500 Vp, (8 настроек режима)	Наличие
	Режим "Аргонноплазменная форсированная коагуляция" - максимальное пиковое напряжение не более 1800 Vp, (4 настройки режима)	Наличие
2.5	Электропитание	
	Номинальное напряжение сети 220 В ± 10 %	Наличие
	Подключение к системе уравнивания потенциалов	Наличие
	Номинальная частота сети 50 Гц	Наличие
Коагулятор аргонно-плазменный для атравматичных коагуляций и сечений, с принадлежностями- 1 штука		
№	Характеристика параметра	Значение
п/п		
1	Общие сведения	
	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие
	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
	Инструкция по эксплуатации на русском языке	Наличие
	Оборудование выпущено не ранее 2013 года	Наличие
	Есть представительство на территории РФ	Наличие
	Гарантийный срок 12 месяцев - прибор, 6 месяцев - инструменты	Наличие
	Опция подготовки двух специалистов по работе с оборудованием	Наличие
1.1	Управление	
	Управление действиями оператора со стороны системы	Наличие
	Применение принципа «подключай и работай» для подключения инструментов и принадлежностей	Наличие
	Простое и надежное интерактивное управление в форме открытого текстового диалога (сенсорное управление)	Наличие
1.2	Описание	
	Количество гнезд (установочных мест) в ВЧ приборе	Наличие
	1. <u>APC гнездо</u>	
	2. <u>Биполярное гнездо BI 8/4</u>	
	Опция объединения модуля в сеть	Наличие

	Предварительный просмотр: перед активированием Вы видите на экране дисплея графическое представление влияния изменений параметров вмешательства на ткань	Наличие
	Система автоматического регулирования пиковой мощности	Наличие
	Регулирование напряжения	Наличие
	Регулирование плазмы	Наличие
	Указатель мощности	Наличие
1.3	Соединение	
	Пониженное напряжение на ВЧ хирургическом приборе	Наличие
	Подключение к системе уравнивания потенциалов	Наличие
2	Технические характеристики	
	Электропитание от ВЧ хирургического прибора	Наличие
	Габариты аппарата 410*80*370 мм	Наличие
	Вес аппарата 4,8 кг	Наличие
2.1	Параметры рабочего газа	
	Вид газа Аргон 4.8 (99,998 %)	Наличие
	Плотность (относительно плотности воздуха, принимаемой за единицу) 1,38	Наличие
	Критическая температура - -122 °С	Наличие
	Цвет бесцветный	Наличие
	Предупредительный запах отсутствует	Наличие
	Предел взрывоопасной концентрации (объемный % в воздухе) Не горючий	Наличие
2.2	Характеристики аппарата по газу	
	Давление на входе $(5 + 2) \cdot 10^5$ Па 5 + 2 бар	Наличие
	Максимальное выходное давление $2 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4$ Па 2 + 0,4 бар	Наличие
	Регулируемый расход аргона 0,1-8 л/мин, ограничение со стороны подключенного инструмента, настройка с шагом 0,1 л/мин	Наличие
	Допуск номинально расхода (в диапазоне 0,2-5 л/мин) + 20 %	Наличие
	Расход продувки зависит от инструмента (соответствует расходу вновь подключенного инструмента)	Наличие
	Продолжительность продувки 3 с	Наличие
	Индикация остаточного газа активируется при $7 \cdot 10^5$ Па 7 бар	Наличие
	Индикация остаточного газа	Наличие
	Индикация остаточного давления - Манометр баллона	Наличие
3	Инструменты и принадлежности	
	Кабель соединительный для электродов интернациональной серии	Наличие 1 шт.

Кабель соединительный для монополярных электродов интернациональной серии, 4 м	Наличие 1 шт
Нейтральный электрод из проводящего силикона многоразовый с поверхностью контактирования 500 см ²	Наличие 1 шт
Соединительный кабель для нейтральных электродов, длина 4 м	Наличие 1 шт
Нейтральный электрод стерильный в упаковке по 50 шт. поверхность (85+23) см ² без кабеля	Наличие 1 уп
Соединительный кабель для 2-х составных нейтральных электродов с зажимом, дл. 4 м	Наличие 1 шт
Педаль -ножной переключатель двухпедальный со скобой	Наличие 1 шт
АРС-зонд с распознаванием инструментов длина 2,2 м, диаметр 2,3 мм	Наличие 1 шт
АРС-зонд с распознаванием инструментов длина 2,2 м, диаметр 2,3 мм	Наличие 1 шт
АРС-зонд с распознаванием инструментов длина 2,2 м, диаметр 2,3 мм	Наличие 1 шт
Мембранный фильтр (в упаковке по 50 шт)	Наличие 1 уп
Баллон для аргона	Наличие 2 шт
Соединительный шланг с редуктором и рукояткой	Наличие 1 шт
Адаптер для промывки, в упаковке 5 шт.	Наличие 1 уп
Высоочастотный соединительный кабель	Наличие 1 шт
Педаль -ножной переключатель однопедальный	Наличие 1 шт
Тележка приборная универсальная для коагулятора	Наличие 1 шт
Корзина для инструментов (закрепляется на передвижном держателе -тележке)	Наличие 1 шт
Крепежный комплект	Наличие 1 шт
Крепежный комплект	Наличие 1 шт
Шина-держатель, длина 260 мм	Наличие 1 шт